

PHILIPS

Verktgshållare till
matberedare

Vit

vit

CP9156



ersätter befintlig verktgshållare

På specifikationsfiken hittar du liknande produkter

För praktisk förvaring av alla de verktg som medföljer matberedaren på ett ställe.

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Funktioner

Enkelt att förnya produkt delar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

Specifikationer

Utbytbar del

Passar produkttyper: HR7756/01

