

**PHILIPS**

**AVENT**

**Coperchio**

tazza

ROSSO

CP9188



## Coperchio rosso per sigillare la tua tazza

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Impedisce che si verifichino perdite quando sei fuori casa

**La comodità di usare ricambi Philips**

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

# In evidenza

## **Rinnovo semplice delle parti dei prodotti**

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

# Specifiche

## **Parte sostituibile**

Adatto per il modello:: SCF782

