


PHILIPS

Kneedhaak voor
broodbakmachine

CP9220



Kneedhaak voor grondig kneden en zelfs mixen

Compatibiliteit controleren

Wanneer de kneedhaak van uw broodbakmachine versleten of beschadigd is, vervang deze dan met dit originele reserveonderdeel van Philips en blijf 's ochtends genieten van uw versgebakken brood.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog

nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttype:: HD9020/40

