

Knipelement voor haartrimmer

- Voor QC5105, 5115, 5120, 5125
- 5130, 5135

CP9249/01



Accessoire voor de tondeuse

Compatibiliteit controleren

Deze trimmer trimt en knipt uw baard perfect. Is het huidige mesje aan vervanging toe? Bestel hier een nieuw!

Voordelen

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttypen: QC5115

PHILIPS



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2018, december 30

Versie: 1.2.1
EAN: 08710103611134

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com