

PHILIPS

AVENT

Asa para extractor
de leche

Natural

Extractor de leche Confort

Manual

CP9282



Para mover el diafragma del extractor de leche.

Encuentre productos a juego en la pestaña de especificaciones

Al pulsar el mango hacia arriba y hacia abajo se genera succión. Se puede controlar la succión variando la presión sobre el mango.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

Cada cierto tiempo, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Aptos para los modelos de producto::
SCF330

