

PHILIPS

Tıraş folyosu

QG3320 - QG3352 için

17 mm

CP9326



Vücut bakım seti için folyolu tıraş ünitesi

Vücut bakım setinizin parçası olan bu düzeltici, tek bir hareketle her tip vücut tüyünü yakalayacak şekilde tasarlanmıştır. Mükemmel ve hızlı sonuçlar garanti eder!

Teknik Özellikler

Değiştirilebilir parça

Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur::

QG3320, QG3331, QG3332, QG3333, QG3340,
QG3342, QG3343

