

PHILIPS

Supporto di ricarica
per rasoio

Per RQ1250 - RQ1296

Pieghevole

CP9331



Ricarica più facile del rasoio

Hai perso o rotto il vecchio supporto di ricarica del tuo rasoio? Qui potrai ordinare una nuova base di ricarica, indispensabile per una cura del corpo facile.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per i modelli:: RQ1250, RQ1260,
RQ1261, RQ1280, RQ1290

Adatto per il modello:: RQ1253, RQ1255,
RQ1265, RQ1275, RQ1285, RQ1286, RQ1296

