

PHILIPS

Epileringshuvud

CP9454



ersätter befintligt epileringshuvud

Huvudet kan tas bort och rengöras under rinnande vatten för bättre hygien.

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Funktioner

Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

Specifikationer

Utbytbar del

Passar produkttyper:: HP6520/01, HP6520/50, HP6521/01, HP6521/30

Passar produkttyper:: HP6516/00, HP6541/00, HP6522/01

Passar rakapparatyp:: HP6523/20

