

PHILIPS

Cesta

Blanco y lavanda

CP9666



para cambiar tu soporte para la cesta actual

El soporte para la cesta se puede lavar fácilmente en el lavavajillas. Gracias Philips Airfryer con tecnología Rapid Air tu hogar ya no olerá a fritos, en comparación con una freidora tradicional.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Apto para los modelos de producto::

HD9220/40, HD9220/41, HD9220/42, HD9220/43, HD9220/44, HD9220/50, HD9220/52, HD9220/53, HD9225/50, HD9225/52, HD9225/53

Aptos para los modelos de producto::

HD9220/25, HD9220/26, HD9220/27, HD9220/51, HD9220/56, HD9229/20

