

# PHILIPS

Kosz do urządzenia  
Airfryer

CP9670



## Wymiana obecnie używanego kosza

Duża pojemność (1,2 kg) umożliwiającą przygotowywanie wielu posiłków o wspaniałym smaku

### **Łatwość użycia części zamiennych firmy Philips**

- Produkt będzie jak nowy dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

## Zalety

### **Łatwa wymiana części produktu**

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

## Dane techniczne

### **Część zamienna**

**Do modeli::** HD9240/30, HD9240/31, HD9240/33, HD9240/34, HD9240/36

