

**PHILIPS**

**Cesta**

CP9674



para substituir sua cesta atual

Grande, capacidade de 1,2 kg para refeições maiores e saborosas

**As peças de substituição da Philips são fáceis de usar**

- Renove facilmente seu produto com peças originais da Philips

## Destques

### **Fácil renovação de peças do produto**

Seu produto precisa ser renovado periodicamente e com as peças de substituição da Philips isso nunca foi tão fácil. Todas elas têm a garantia de qualidade Philips.

## Especificações

### **Peça de substituição**

Próprio para os tipos de produtos::  
HD9240/90, HD9240/91, HD9240/93,  
HD9240/96

