

Philips  
Mand voor Airfryer



CP9674

## ter vervanging van uw mand

Grote bereidingscapaciteit van 1,2 kg voor meer heerlijke maaltijden

### Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

**PHILIPS**

## Specificaties

### Vervangbaar onderdeel

- Geschikt voor producttypen:: HD9240/90,

HD9240/91, HD9240/93, HD9240/96

## Kenmerken

### Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.



Publicatiedatum  
2016-05-15

Versie: 1.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)