

PHILIPS

Contenitore polpa

CP9800



per sostituire il contenitore per la polpa in uso

La polpa cade all'interno dell'apposito contenitore della centrifuga Philips. Ciò significa che non è più necessario rimuovere la polpa dalle altre parti (ad esempio dal coperchio).

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come grazie ai ricambi Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per il modello:: HR1894/8x, HR1895/7x, HR1895/8x, HR1896/7x, HR1897/3x, HR1899/2x

