

# PHILIPS

Support à accessoires  
pour robot de cuisine

CP9826



## Un maximum de recettes pour un minimum d'effort Vérifiez la compatibilité dans les spécifications

Ce robot de cuisine compact de la collection Philips Daily est équipé d'un bol de 2,1 l, d'un blender de 1,75 l et de toute une gamme d'accessoires haute performance. Cuisiner chez soi devient un jeu d'enfant !

**Fourni avec différents raccords.**

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

## Points forts

### Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

## Caractéristiques

### Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :: HR7627, HR7628, HR7629

