

PHILIPS

AVENT

Skruvring till
nappflaska

CP9926



Skruvring till flaska

På specifikationsfliken hittar du liknande produkter

Ringen är utformad för att passa Natural-nappen och går att fästa på alla Philips Avent-behållare, både Drick utan spill-muggar och Enkelt att dricka-muggar, och flaskor, både Classic/Classic+ och Natural. Den kan endast användas med Natural-nappen och -locket.

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Funktioner

Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

Specifikationer

Utbytbar del

Passar produkttyp: SCF671, SCF673, SCF690, SCF693, SCF696

