

**PHILIPS**

**Bürste**

PowerPro Duo

Graues Gehäuse/blaue Borsten

CP9984



## Motorisierte Bürste für die TriActive Turbo-Düse

Informationen zur Kompatibilität unter "Technische Daten" prüfen

Motorisierte Bürste, die Staub beim ersten Saugen erfasst

**Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

# Besonderheiten

## **Einfacher Austausch von Produktteilen**

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

# Daten

## **Geeignet für**

**PowerPro Duo:** FC6162, FC6164, FC6166, FC6168

