

PHILIPS

Porte-dosette
1 tasse

Noir

CRP100/01



Porte-dosette 1 tasse

Reportez-vous à l'onglet des spécificités pour les produits compatibles

Ce porte-dosette pratique accueille une dosette. Compatible avec les SENSEO® Quadrante, sélection latte, Latte Duo, Cappuccino Select, Twist et Viva Café.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre machine avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et rien ne vaut les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Compatible avec :

SENSEO® Viva Café: HD7821, HD7826, HD7827, HD7828, HD7829, HD7831, HD7833, HD7835, HD7836, HD7825, HD6561, HD6563, HD6564, HD6565, HD6566, HD6567, HD6569, HD6560

SENSEO® Latte Select: HD7850, HD7852, HD7854

SENSEO® Cappuccino Select: HD7853

SENSEO® Quadrante: HD7860, HD7862, HD7863, HD7864, HD7865, HD7866, HD7868

SENSEO® Twist: HD7870, HD7871, HD7872, HD7873, HD7874

SENSEO® Latte Duo: HD6570, HD6574, HD7855, HD7856, HD7857

