

PHILIPS

Padhouder voor 1-
kops pads

Zwart

CRP100/01



Padhouder voor 1-kops pads

Raadpleeg het tabblad specificaties voor compatibele producten

Met deze padhouder plaatst u snel en makkelijk één koffiepad in uw SENSEO® Quadrante-, Latte Select-, Latte Duo-, Cappuccino Select-, Twist- of Viva Café-koffiezetapparaat.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Geschikt voor:

SENSEO® Viva Café: HD7821, HD7826, HD7827, HD7828, HD7829, HD7831, HD7833, HD7835, HD7836, HD7825, HD6561, HD6563, HD6564, HD6565, HD6566, HD6567, HD6569, HD6560

SENSEO® Latte Select: HD7850, HD7852, HD7854

SENSEO® Cappuccino Select: HD7853

SENSEO® Quadrante: HD7860, HD7862, HD7863, HD7864, HD7865, HD7866, HD7868

SENSEO® Twist: HD7870, HD7871, HD7872, HD7873, HD7874

SENSEO® Latte Duo: HD6570, HD6574, HD7855, HD7856, HD7857

