

# PHILIPS

Tassentablett

SENSEO® Quadrante

Metall

CRP123/01



## Tassentablett

Kompatible Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Tassentablett für einen stabilen Stand der Tasse. Einfach zu entfernen und zu reinigen. Kompatibel mit SENSEO® Quadrante.

### **Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original Ersatzteilen in Stand.

# Besonderheiten

## **Einfacher Austausch von Produktteilen**

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war das so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

# Daten

## **Geeignet für:**

**SENSEO® Quadrante:** HD7860, HD7862, HD7863, HD7864, HD7865, HD7866, HD7868

