

PHILIPS

Réservoir d'eau

Quadrante

Sépia

CRP125/01



Pour le stockage de l'eau dans la machine à café SENSEO®

Reportez-vous aux caractéristiques pour connaître les produits compatibles

Un réservoir d'eau se nettoie régulièrement. Lorsqu'il est au lavage, vous serez heureux de pouvoir satisfaire votre envie de café grâce à un réservoir supplémentaire pour votre machine à café SENSEO®. Il a une contenance de 1,2 litre, soit huit tasses.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Rénovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: HD7860/10, HD7860/11, HD7860/18, HD7860/60, HD7860/61, HD7860/62, HD7860/80, HD7860/81, HD7860/82, HD7862/20, HD7862/21

