

PHILIPS

Waterreservoir

Controleer voordat u bestelt

Typeplaatje onderzijde
apparaat

Dit onderdeel is alleen geschikt
voor

/A

CRP131/01



Waterreservoir

Raadpleeg het tabblad specificaties voor compatibele producten

Dit waterreservoir is eenvoudig te verwijderen om te vullen en heeft een inhoud van 1,2 liter. Maak het waterreservoir regelmatig schoon om problemen te voorkomen. Compatibel met de SENSEO® Viva Café-versie '/A', zie typeplaatje.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttypen: HD7825/10, HD7825/11, HD7825/20, HD7825/21, HD7825/40, HD7825/41, HD7825/50, HD7825/51, HD7825/80, HD7825/81, HD7828/10, HD7828/11, HD7835/10, HD7835/11

Geschikt voor producttype: HD7825/03, HD7825/05, HD7825/16, HD7825/19, HD7825/43, HD7825/44, HD7825/49, HD7825/74, HD7825/75, HD7825/79, HD7825/83, HD7825/90, HD7825/91, HD7828/14, HD7828/18, HD7828/80, HD7828/81, HD7825/45

