

PHILIPS

Portatestina di
rasatura

Per PT728

CRP153/01



Mantiene le testine di rasatura nella posizione corretta

Verifica dati di compatibilità

Il tuo portatestina è rotto o non lo trovi più ma il resto del rasoio è ancora perfetto? Ordina questo supporto portatestina di rasatura per modelli Aqua Touch e Power Touch.

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per i modelli: FC7070/01, PT710/15
Adatto per i modelli: AT751/14, AT751/16,
AT752/20, AT753/20, AT890/16

