

# PHILIPS

Abnehmbarer Wasserbehälter  
für Ihr Bügeleisen

PerfectCare

Transparent

CRP173



## Extra großer Wasserbehälter für Ihr PerfectCare Bügeleisen Kompatibilität prüfen

Mit diesem extragroßen Wasserbehälter mit 1,5 Litern Fassungsvermögen, können Sie Ihr PerfectCare Bügeleisen bis zu zwei Stunden lang ohne Nachfüllen verwenden. Der Behälter kann leicht ersetzt werden!

### **Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

## Besonderheiten

### Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

## Daten

### Ersatzteil

**Funktioniert mit den Produkttypen::** wird noch festgelegt

**Funktioniert mit Produkttyp::** GC9235/02, GC9235/07, GC9235/27, GC9220/02, GC9220/07, GC9220/27

