

PHILIPS

Съемный резервуар
для утюга

EasyCare

Синий

CRP176



Увеличенный резервуар для воды для системы WardrobeCare

Проверить информацию о совместимости

Этот увеличенный резервуар для воды емкостью 1,4 литра позволяет использовать утюг EasyCare до двух часов подряд, не доливая воду. Замена выполняется очень легко!

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для: GC8210/03, GC8215/01, GC8220/02, GC8220/07, GC8328/02, GC8330/02

