

# PHILIPS

Löstagbar vattentank  
till ditt strykjärn

EasyCare

Lila

CRP177



## För förvaring av vatten i strykjärnet

### Kontrollera kompatibilitetsinformation

En extra stor löstagbar vattenbehållare på 1,4 liter för det vatten du behöver när du stryker med ånga. Gör att du kan stryka i upp till två timmar utan påfyllning!

#### Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

## Funktioner

### Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

## Specifikationer

### Utbytbar del

**Passar produkttyper:** GC8320/02, GC8320/07, GC8325/02, GC8325/22

**Passar produkttyp::** Anges senare

**Passar produkttyp::** GC8225/02, GC8261/02, GC8320/22, GC8323/02, GC8340/02, GC8350/02, GC8351/02

