

PHILIPS

Behälter

Marathon

CRP192



Bewahrt Staub und Krümel in Ihrem Staubsauger auf Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

In diesem Behälter wird der Schmutz aufbewahrt, den Sie mit Ihrem Staubsauger aufsaugen. Er ist geeignet für den Gebrauch in Staubsaugern ohne Staubbeutel. Der Staubbehälter lässt sich einfach abnehmen und kann dadurch im Handumdrehen entleert werden!

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:
FC9205/01, FC9219/01

