

Philips
Komplett stativ

beige

CRP204



Håller din mixer i en stadig position

På specifikationsfiken hittar du liknande produkter

Mixa utan att behöva hålla i mixern: det har aldrig varit enklare att tillreda god mat hemma. Med den här stavmixern med ställ och roterande skål kan du mixa på bästa sätt – på bara några minuter!

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

PHILIPS

Komplett stativ
beige

Specifikationer

Utbytbar del

- Passar produkttyp:: HR1565/40, HR1565/41

CRP204/01

Funktioner

Enkelt att förnya produkt delar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.



Publiceringsdatum
2016-05-31

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com