

**PHILIPS**

## Panier

3 en 1

blanc

220 V

CRP231



## Pièce de base du stérilisateur

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Le panier du haut de votre stérilisateur électrique à vapeur permet de stériliser de petits articles d'alimentation tels que des sucettes, des tétines de biberons, des bagues d'adaptation pour biberon et des capuchons.

### **Pièces de rechange Philips faciles à utiliser**

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

## Points forts

### Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

## Caractéristiques

### Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :: SCF284/02, SCF284/03, SCF285/01, SCF285/02

