

**PHILIPS**

# Mand

3-in-1

wit

220 V

CRP231



## Basisonderdeel voor sterilisator

Bijpassende producten vind je op het specificatietabblad

De bovenste mand van de elektrische stoomsterilisator is bedoeld voor kleinere artikelen, zoals fopspenen, flessen, afsluitingen van flessen en flesdoppen.

### **Het gemak van Philips-reserveonderdelen**

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

# Kenmerken

## Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

# Specificaties

## Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttypen:: SCF284/02, SCF284/03, SCF285/01, SCF285/02

