

PHILIPS

Korb

4 in 1

Weiß/grau

220 V

CRP235



Wesentliche Komponente für Sterilisator

Kompatible Produkte finden Sie unter "Technische Daten"

Dieser Korb für Ihren elektrischen Dampfsterilisator passt perfekt für alle Babyfütterutensilien, die Sie sterilisieren möchten: sowohl breit- als auch schmalhalsige Avent Flaschen, Teile Ihrer Milchpumpe und anderes Zubehör.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original Ersatzteilen in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war das so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen::
SCF286/01, SCF286/02, SCF286/03,
SCF286/05, SCF287/01, SCF287/02

