

PHILIPS

Scheerhoofdhouder

Voor HQ8445-8899

CRP343/01



Beugel voor scheerhoofden

Compatibiliteit controleren

Deze scheerhoofdhouder houdt de scheerhoofden van uw scheerapparaat op hun plaats. Is de houder verdwenen of kapot en is uw scheerapparaat nog prima? Bestel dan hier een nieuwe houder!

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog

nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geslacht voor producttypen: HQ8445, HQ8825, HQ8830, HQ8845, HQ8850, HQ8865, HQ8870, HQ8875, HQ8880, HQ8882, HQ8885, HQ8890, HQ8893, HQ8894

Geslacht voor producttypen: 8831XL, 8845XL, 8846XL, 8867XL, 8881XL, 8892XL, 8894XL

