

PHILIPS

Struttura di supporto per
la testina di rasatura

Per HQ7700-7799

CRP345/01



Unità separata per testine di rasatura

Il tuo porta-testina è rotto o non lo trovi più, ma il resto del rasoio è ancora perfetto? Ordina questa unità che può contenere tre testine di rasatura.

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per i modelli: HQ7735, HQ7740, HQ7745, HQ7760, HQ7762, HQ7780, HQ7782
Adatto per i modelli: 7737X, 7775X

