

# PHILIPS

Systeme de fixation  
pour tête de rasage

Pour HQ7100-7199, HQ7300-  
7399

CRP352/01



## Un support pour fixer vos têtes de rasage

Vérifier les données de compatibilité

Le support pour tête de rasage maintient les têtes de rasage en place. Vous avez égaré ou cassé votre support actuel, mais le reste du rasoir est en parfait état ? Commandez-en un nouveau ici !

### Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Rénovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

## Points forts

### Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

## Caractéristiques

### Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :: HQ7100, HQ7120, HQ7140, HQ7141, HQ7142, HQ7143, HQ7160, HQ7165, HQ7180, HQ7200, HQ7240, HQ7260, HQ7290, HQ7300, HQ7310, HQ7315, HQ7320, HQ7330, HQ7340, HQ7350, HQ7360, HQ7363, HQ7380, HQ7390

Adapté aux types de produits: 7110x, 7115x, 7120x, 7125x, 7140XL, 7145x, 7180XL, 7183XL, 7240XL, 7260XL, 7310XL, 7315XL, 7325XL, 7340XL, 7345XL, 7350XL, 7360XL, 7380XL

