

PHILIPS

Struttura di supporto per
la testina di rasatura

Per HQ7100-7199, HQ7300-
7399

CRP352/01



Dispositivo di bloccaggio delle testine di rasatura

Verifica dati di compatibilità

Il portatestina di rasatura consente di mantenere le testine del rasoio nella giusta posizione. Hai perso o rotto il tuo portatestina ma il dispositivo di rasatura è intatto? Ordina un nuovo portatestina!

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per i modelli: HQ7100, HQ7120, HQ7140, HQ7141, HQ7142, HQ7143, HQ7160, HQ7165, HQ7180, HQ7200, HQ7240, HQ7260,

HQ7290, HQ7300, HQ7310, HQ7315, HQ7320, HQ7330, HQ7340, HQ7350, HQ7360, HQ7363, HQ7380, HQ7390

Adatto per i modelli: 7110x, 7115x, 7120x, 7125x, 7140XL, 7145x, 7180xL, 7183XL, 7240XL, 7260xL, 7310XL, 7315XL, 7325XL, 7340XL, 7345XL, 7350XL, 7360XL, 7380XL

