


# PHILIPS

Marco de retención de  
cabezal de afeitado

Para RQ1100-1199

CRP359/01



## Una abrazadera para apretar los cabezales de afeitado

Comprueba los datos de compatibilidad

El soporte del cabezal de afeitado mantiene los cabezales del dispositivo de afeitado en su lugar. ¿Has perdido el tuyo o está roto, pero el resto del dispositivo de afeitado sigue en perfecto estado? Pide un nuevo soporte aquí.

### **Piezas de repuesto Philips fáciles de usar**

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

## Destacados

### **Piezas del producto fáciles de renovar**

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

## Especificaciones

### **Pieza reemplazable**

**Apto para los modelos de producto::** RQ1150, RQ1160

**Se ajusta a los tipos de producto:** 1150X, 1160X, 1180X

**Aptos para los modelos de producto::** RQ1180

