


PHILIPS

Struttura di supporto per
la testina di rasatura

Per RQ1100-1199

CRP359/01



Dispositivo di bloccaggio delle testine di rasatura

Verifica dati di compatibilità

Il portatestina di rasatura consente di mantenere le testine del rasoio nella giusta posizione. Hai perso o rotto il tuo portatestina ma il dispositivo di rasatura è intatto? Ordina un nuovo portatestina!

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per i modelli: RQ1150, RQ1160

Adatto per i modelli: 1150X, 1160X, 1180X

Adatto per i modelli: RQ1180

