

PHILIPS

Système de fixation
pour tête de rasage

Pour HQ4800-4899

CRP383/01



Unité amovible pour têtes de rasage

Votre support est égaré ou endommagé, mais le reste de votre rasoir est encore en parfait état ? Commandez ce support pour trois têtes de rasage.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Rénovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :: HQ4401, HQ4405, HQ4407, HQ4411, HQ4421, HQ4425, HQ4441, HQ4445, HQ4601, HQ4625, HQ4626, HQ4630, HQ4800, HQ4805, HQ4806, HQ4807, HQ4810, HQ4819, HQ4821, HQ4822, HQ4825, HQ4826, HQ4830, HQ4845, HQ4846, HQ4847, HQ4850, HQ4851, HQ4856, HQ4861, HQ4865, HQ4866, HQ4870, HQ4885, HQ4890

