

PHILIPS

Scherkopfhalter für
Scherkopf

Für HQ5800-5899

CRP384/01



Einheit zur Befestigung Ihrer Scherköpfe

Haben Sie Ihre derzeitige Halterung verloren oder ist sie kaputt, der Rest Ihres Rasierers funktioniert jedoch noch einwandfrei? Dann bestellen Sie diese Scherkopfhalterung für drei Scherköpfe.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen: HQ5401, HQ5421, HQ5425, HQ5461, HQ5465, HQ5601, HQ5604, HQ5800, HQ5801, HQ5802, HQ5806, HQ5811, HQ5814, HQ5816, HQ5818, HQ5819, HQ5821, HQ5825, HQ5826, HQ5830, HQ5841, HQ5845, HQ5846, HQ5847, HQ5848, HQ5849, HQ5850, HQ5851, HQ5853, HQ5854, HQ5855, HQ5856, HQ5858, HQ5860, HQ5861, HQ5862, HQ5863, HQ5864, HQ5865, HQ5866, HQ5867, HQ5870, HQ5885, HQ5886, HQ5890

Funktioniert mit den Produkttypen: 5605X

