

PHILIPS

AVENT

Cache hygiénique

ISIS

CRP405



Pour fermer de manière hygiénique l'entonnoir de votre tire-lait.

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Cette pièce de votre tire-lait permet de couvrir l'entonnoir de votre tire-lait.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :: SCD277/00, SCD281/00, SCF290/11, SCF290/12, SCF290/13, SCF290/15, SCF290/16, SCF290/20, SCF290/28, SCF290/60, SCF300/08, SCF300/12, SCF300/13, SCF300/15, SCF300/20, SCF300/60, SCF310/12, SCF310/13, SCF310/20, SCF310/60

Adapté aux types de produits :: SCF290/98, SCF290/99

