

PHILIPS

Soporte para dosis
de 1 taza

New Generation

Gris marengo

CRP472/01



Permite guardar una dosis de café en la SENSEO@

Consulta las especificaciones para ver productos compatibles

Este soporte para dosis permite guardar la monodosis de café que utilizas en la cafetera SENSEO@. Al tapar el soporte con la parte superior de la cafetera SENSEO@, se aplica a la monodosis de café la presión adecuada para obtener un café con el mejor sabor. Es adecuado para una dosis.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Se ajusta a los tipos de producto:

HD7824/63, HD7824/61, HD7824/60,
HD7824/53, HD7824/51, 10003558

Se ajusta a los tipos de producto:

HD7820/31, HD7820/60, HD7823/10,
HD7823/20,
HD7823/60, HD7823/73, HD7823/90,
HD7824/50, HD7824/80, HD7824/81,
HD7826/55, HD7841, HD7842, HD7843

