

PHILIPS

Valumisastia

SENSEO® Quadrante

Musta

CRP691/01



Valumisastia

Tarkista yhteensopivat tuotteet teknisten tietojen välilehdestä

Tämä valumisastia kerää SENSEO® Quadrante -kahvinkeitin ylimääräisen valumisveden. Se on helppo irrottaa puhdistusta varten.

Helppokäyttöiset Philips-varaosat

- Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

Kohokohdat

Helposti vaihdettavat osat

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihtosilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.

Tekniset tiedot

Sopii seuraaviin malleihin:

SENSEO® Quadrante: HD7860, HD7862, HD7863, HD7864, HD7865, HD7866, HD7868

