



Valumisastia

- SENSEO® Quadrante
- Musta

CRP691/01

Valumisastia

Tarkista yhteensopivat tuotteet teknisten tietojen välilehdestä

Tämä valumisastia kerää SENSEO® Quadrante -kahvinkeitin ylimääräisen valumisveden. Se on helppo irrottaa puhdistusta varten.

Hyödyt

[Helppokäyttöiset Philips-varaosat](#)

- Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

Ominaisuudet

Helposti vaihdettavat osat

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihtosilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.

PHILIPS

Spesifikaatiot

Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Sopii seuraaviin malleihin:

SENSEO® Quad-
rante

HD7860
HD7862
HD7863
HD7864

HD7865
HD7866
HD7868



Oikeudet tietojen
muutoksiin pidätetään.
2019, Maaliskuu 16

Version: 5.0.1
EAN: 08710103596486

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips in tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com