

PHILIPS

Vesisäiliö

New Generation

Oranssi ja keltainen

CRP693/01



SENSEO® -kahvinkeitin veden säilytykseen

Tarkista yhteensopivat tuotteet teknisistä tiedoista

Vesisäiliö tulee puhdistaa säännöllisesti. Kun on tullut aika tehdä niin, kahvihetki ei jää välistä, kun sinulla on ylimääräinen säiliö SENSEO® -kahvinkeittimeesi. Säiliöön mahtuu 0,75 litraa eli viisi kahvikupillista.

Helppokäyttöiset Philips-varaosat

- Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

Kohokohdat

Helposti vaihdettavat osat

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihtosilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.

Tekniset tiedot

Vaihdettava osa

Sopii malleihin: HD7820/51

