

PHILIPS

Réservoir d'eau

Nouvelle Génération

Jaune clair

CRP693/01



Pour le stockage de l'eau dans votre SENSEO®

Reportez-vous aux caractéristiques pour connaître les produits compatibles

Un réservoir à eau se nettoie régulièrement. Lorsqu'il est au lavage, vous serez heureux de pouvoir satisfaire votre envie de café grâce à ce réservoir supplémentaire pour votre machine à café SENSEO®. Il a une contenance de 0,75 litre, soit cinq tasses.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: HD7820/51

