

# PHILIPS

Kit de recipiente  
para el agua

Incanto

CRP980



## Kit de recipiente para el agua

Consulta las especificaciones para ver productos compatibles

Cómodo recipiente para el agua de color gris transparente con cubierta lateral. Combina a la perfección con el color de tu cafetera. Es extraíble y cuenta con un práctico mango.

### **Piezas de repuesto Philips fáciles de usar**

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

## Destacados

### Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

## Especificaciones

### Pieza reemplazable

Se ajusta a los tipos de producto: 10000071, 10000114, 10000502, 10001370, 10000040, 10000227, 10003901, 740802209, 740802210, 740802309, 740802310, 740802409, 740802410, 740802710, 740802809, 740803352, 740804308, 740805309, 740805310, 740806308, 740806315, 740808051, 740809309, 740810352, 740811008, 740812051, 740813252, 740813352, 740813452, 740814352, 740815008, 740815208, 740815308, 740815408, 740816308, 740829310, 740829410, 740830310

