

PHILIPS

Ohrthermometer

Genauere Temperaturmessung

Schnelle Messung in
2 Sekunden

Synchronisiert mit Philips
health app



DL8740/01



Temperaturerfassung mit App-Anbindung

Synchronisation mit der kostenlosen Philips HealthSuite health app

Mit dem vernetzten Ohrthermometer nehmen Sie schnelle und genaue Messungen vor und speichern diese über die kostenlose Philips HealthSuite health app direkt auf Ihrem Smart-Gerät, damit Sie Ihre Temperatur im Verlauf der Zeit bequem überwachen können.

Liefert schnelle und genaue Ergebnisse

- Liefert genaue Temperaturmessungen
- Präzise Temperaturanzeige in 2 Sekunden

Personalisierte Aufzeichnung in der Philips health app

- Automatische Synchronisation mit Philips health app über Bluetooth®
- Überwachen Sie Ihre Temperatur über die Zeit

Komfortabel und benutzerfreundlich

- Geeignet für Personen aller Altersgruppen
- Zeigt die Ergebnisse in Celsius und Fahrenheit an
- Rote, ringförmige LED-Anzeige für schnelle Anzeige erhöhter Temperatur



asimpleswitch.com

Besonderheiten

Genauere Temperaturmessung



Schnelle und genaue Messungen im Ohr. Das Philips Ohrthermometer nutzt für präzise Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können, die Methode zur Messung im Ohr. Das Thermometer bietet um $\pm 0,2$ °C genaue Messungen innerhalb eines Bereichs von 32,4 °C bis 42,9 °C.

Synchronisation mit Philips health app



Unterstützt die Übertragung Ihrer Daten an die Philips HealthSuite health app über Bluetooth® Smart, damit Sie Ihre Fortschritte im Verlauf der Zeit beobachten können. Kompatibel mit: - iPhone®: Version iOS8+, iPhone® 4S und höher. - Android™: Android 4.4 KitKat+ und 5.x Smartphones mit Bluetooth Low Energy Funktion.

Schnelle Messung in 2 Sekunden



Besonders schnell und einfach. Mit nur einem Tastendruck erhalten Sie Ihre Werte innerhalb von zwei Sekunden.

Leichte und bequeme Bedienung



Das Thermometer verfügt über eine benutzerfreundliche Taste und eine Sensorspitze, die bequem eingeführt werden kann. Das Thermometer eignet sich für alle Altersgruppen (ab Geburt). Es sind keine Ersatzkappen erforderlich. Reinigen Sie einfach die Thermometerspitze vor der Verwendung.

Celsius und Fahrenheit



Das Philips HealthSuite Ohrthermometer zeigt Ihre Ergebnisse in einer für Sie nachvollziehbaren Einheit an, egal ob Sie Ihre Temperatur in Celsius oder Fahrenheit messen möchten.

Erfasst Ergebnisse langfristig



Bestimmen Sie Ihre normale Körpertemperatur, damit Sie Änderungen schnell und einfach in der Philips HealthSuite health app aufzeichnen und erkennen können.

Rote LED-Anzeige



Das Philips Ohrthermometer verfügt über ein klares LCD-Display, sodass Sie sofort sehen, ob die Temperatur im normalen Bereich liegt* oder erhöht ist. Der Leuchtring leuchtet rot, wenn die Temperatur bei 38,0 °C oder höher liegt. *Die Normaltemperatur variiert je nach Altersgruppe. 38,0 °C liegt auch für Babys noch im normalen Bereich.



asimpleswitch.com

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Synchronisation

Telefon-Kompatibilität: iOS8 oder höher/Android 4.4 oder höher

Datenübertragungstechnologie: Bluetooth®

Design

Farbe: Weiß

Abmessungen: 136 x 34,5 x 57 mm (L x B x T)

Nettogewicht: Ca. 54,6 g

Benutzerfreundlichkeit

Schnell: Messung in zwei Sekunden

Zwischen Celsius und Fahrenheit wechselbar

Klares LCD-Display

Sensorspitze für alle Altersgruppen

Separat verwendbar

Technische Daten

Genauigkeit: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4^{\circ}\text{F}$)

Messbereich: $32,4^{\circ}\text{C}$ - $42,9^{\circ}\text{C}$ ($90,3^{\circ}\text{F}$ - $109,3^{\circ}\text{F}$)

Leistung

Stromquelle: 6 V (2 x AAA-Alkalibatterien)

Zubehör

2 x AAA-Batterien

Service

2 Jahre Garantie

