

PHILIPS

Thermomètre auriculaire

Relevé de température précis

Résultat en 2 secondes

Sync. avec l'application santé Philips



DL8740/01



Suivi connecté de la température

Synchronisation avec l'application santé gratuite Philips HealthSuite

Le thermomètre auriculaire connecté vous permet de prendre rapidement et avec précision votre température, et de l'enregistrer directement sur votre smartphone grâce à l'application santé gratuite Philips HealthSuite, afin de suivre facilement l'évolution de votre température au cours du temps.

Des résultats rapides et précis

- Une prise de température précise
- Relevé précis de la température en 2 secondes

Suivi personnalisé dans l'application santé Philips

- Synchronisation automatique avec l'application santé Philips HealthSuite via Bluetooth®
- Surveillez votre température au fil du temps

Confortable et facile à utiliser

- Adapté à tous les âges
- Des résultats en degrés Celsius et Fahrenheit
- Anneau LED rouge pour une alerte rapide en cas de température élevée



asimpleswitch.com

Points forts

Précis



Prise de température rapide et précise. Le thermomètre auriculaire Philips fournit des mesures fiables avec une précision de $\pm 0,2$ °C, de 32,4 °C à 42,9 °C.

Compatibilité téléphone



Transfère automatiquement vos résultats à l'application santé Philips HealthSuite sur votre smartphone, pour que vous puissiez contrôler les modifications apportées au fil du temps. Compatible avec iOS 9.3 ou version supérieure/Android 4.4 KitKat ou version supérieure. Pour avoir un aperçu des appareils (in)compatibles, consultez www.philips.com/personalhealthcompatibility.

Rapide



Spécialement conçu pour être rapide et simple d'utilisation. Appuyez sur le bouton pour obtenir un résultat en 2 secondes.

Facile et confortable à utiliser



Le thermomètre est doté d'un bouton simple et d'un embout confortable, adapté à tous les âges (dès la naissance). Ne nécessite pas d'embout de rechange. Il vous suffit de nettoyer celui du thermomètre avant utilisation.

Degrés Celsius et Fahrenheit



Que vous utilisiez les degrés Celsius ou Fahrenheit, le thermomètre auriculaire Philips HealthSuite exprimera les résultats avec l'unité de mesure que vous comprenez.

Suivez l'évolution de vos résultats dans le temps



Déterminez votre température corporelle normale, afin de suivre son évolution et de repérer tout écart rapidement et facilement dans l'application santé Philips HealthSuite.

LED rouge



Le thermomètre auriculaire Philips est équipé d'un afficheur LCD clair vous permettant de savoir instantanément si la température mesurée est normale* ou élevée. L'anneau lumineux s'allume en rouge lorsque la température atteint 38,0 °C (100,4 °F) ou plus. * Les fourchettes de température normales varient en fonction de l'âge. 38,0 °C (100,4 °F) est une température dans les normes pour les bébés.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO₂. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Synchronisation

Compatibilité téléphone: iOS8 ou supérieur /
Android 4.4 ou supérieur
Technologie de transfert de données:
Bluetooth®

Design

Couleur: Blanc
Dimensions: 136 (L) x 34,5 (l) x 57 (P) mm
Poids net: 54,6 g environ

Facile d'utilisation

Rapide: Mesure en 2 secondes
Choix entre degrés Celsius et Fahrenheit
Affichage LCD clair
Embout pour tous les âges
Utilisable seul

Caractéristiques

Précision: $\pm 0,2$ °C ($\pm 0,4$ °F)
Plage de mesure: 32,4-42,9 °C (90,3-109,3 °F)

Alimentation

Source d'alimentation: 6 V (2 piles alcalines AAA)

Accessoires

2 piles AAA

Entretien

2 ans de garantie

