

PHILIPS

Blutdruckmessgerät für den Oberarm

Blutdruck-Messung

Herzfrequenz-Messung

Synchronisiert mit Philips health app



DL8760/01



Blutdruckerfassung mit App-Anbindung

Synchronisation mit der kostenlosen Philips HealthSuite health app

Mit dem vernetzten Blutdruckmessgerät für den Oberarm messen Sie Blutdruck und Herzfrequenz. Die Werte werden automatisch mit der kostenlosen Philips HealthSuite health app synchronisiert, damit Sie Ihre Messwerte im Verlauf der Zeit bequem verfolgen können.

Komfortabel und benutzerfreundlich

- Über den großen beleuchteten Bildschirm können Sie Ihre Messergebnisse bequem ablesen.
- Keine Batterien nötig, wiederaufladbar mit DC-Ladegerät
- Überwacht und zeichnet Werte für zwei Benutzer auf

Messen und überwachen

- Misst systolischen u. diastolischen Blutdruck + Herzfrequenz
- Stuft Ihre Messungen nach dem WHO-System ein

Personalisierte Aufzeichnung in der Philips health app

- Automatische Synchronisation mit Philips health app über Bluetooth®
- Überwachen Sie Ihren Blutdruck im Zeitverlauf

Besonderheiten

Blutdruck-Messung



Misst systolischen u. diastolischen Blutdruck + Herzfrequenz

Herzfrequenz-Messung



Vergleichen Sie Ihren Blutdruck mit der international anerkannten Klassifizierung der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Synchronisation mit HealthSuite health



Zeigt Ihre Blutdruck- und Herzfrequenzmessungen in einem benutzerfreundlichen Dashboard innerhalb der

Philips HealthSuite health app an, damit Sie Veränderungen im Verlauf der Zeit beobachten können.

Telefon-Kompatibilität



Automatische Übertragung Ihrer Messungen an die Philips HealthSuite health app auf Ihrem Smartphone, damit Sie Ihre Fortschritte im Verlauf der Zeit beobachten können. Kompatibel mit iOS 9.3 oder höher sowie Android 4.4 KitKat oder höher. Eine Übersicht der kompatiblen und nicht kompatiblen Geräte finden Sie unter <http://www.philips.de/c-m-hs/health-programme/kompatibilitaetsuebersicht>.

Unterstützt zwei Benutzer



Ermöglicht zwei unterschiedlichen Benutzern die Messung des Blutdrucks und der Herzfrequenz und die Überwachung von Veränderungen im Verlauf der Zeit in der Philips health app.

Wiederaufladbar



Keine Batterien nötig, wiederaufladbar mit DC-Ladegerät

Leicht ablesbare Anzeige



Über den großen beleuchteten Bildschirm können Sie Ihre Messergebnisse bequem ablesen.

Daten

Design

Farbe: Schwarz
Abmessungen des Geräts: 135 x 76 x 30 mm
Anzeige: LCD, weiße LED-Hintergr.bel.
Display-Abmessungen: 87 x 24 mm
Nettogewicht: 265 g

Benutzerfreundlichkeit

Separat verwendbar
Autom. Datensynchronisation
Blutdruckklassifizierung
Erk. von Herzrhythmusstörungen
Messung während des Aufpumpens
LCD-Display
Unterstützt zwei Benutzer

Zubehör

Manschette
DC-Ladegerät
Blutdruckmessgerät für den Oberarm

Leistung

Adapter-Typ: 6 V/1 A DC-Ladegerät
Akkulaufzeit: 20 Tage*
Batterietyp: Wiederaufl. Li-Polymer-Akku
Ladezeit: ± 2 Stunden

Service

2 Jahre Garantie

Synchronisation

Datenübertragungstechnologie: Bluetooth®
Telefon-Kompatibilität: iOS 9.3 oder höher
(iPhone 5 oder höher)/Android 4.4 oder höher

Technische Daten

Messdruck: 5,3 kPa bis 30,7 kPa (40 bis 230 mmHg)
Herzfrequenzgenauigkeit: ±5 % des Erg. auf der Anzeige
Pulswertmessbereich: 40 bis 199 Schläge/Minute
Nennwert für Manschettendruck: 0 kPa bis 40 kPa (0 mmHg bis 300 mmHg)
Größe der Oberarmmanschette: 22 bis 42 cm
Druckgenauigkeit: 5 bis 40 °C innerh. ±0,4 kPa (3 mmHg)
Nutzungsumgebung: Atmosphärischer Druck: 86 bis 106 kPa, Relative Luftfeuchtigkeit: < 85 % RH, Temperatur: 5 °C bis 40 °C

