

# PHILIPS

## Blutdruckmessgerät für das Handgelenk

Blutdruck-Messung

Herzfrequenz-Messung

Synchronisiert mit Philips  
health app



DL8765/01



# Blutdruckerfassung mit App-Anbindung

Synchronisation mit der kostenlosen Philips HealthSuite health app

Mit dem vernetzten Blutdruckmessgerät für das Handgelenk messen Sie Blutdruck und Herzfrequenz. Die Werte werden automatisch mit der kostenlosen Philips HealthSuite health app synchronisiert, damit Sie Ihre Messwerte im Verlauf der Zeit verfolgen können.

### **Komfortabel und benutzerfreundlich**

- Tragbares Handgelenkgerät zur Messung des Blutdrucks an jedem Ort
- Über den großen beleuchteten Bildschirm können Sie Ihre Messergebnisse bequem ablesen.
- Keine Batterien erforderlich: wiederaufladbar mit USB-Kabel
- Überwacht und zeichnet Werte für zwei Benutzer auf

### **Messen und überwachen**

- Misst systolischen u. diastolischen Blutdruck + Herzfrequenz
- Stuft Ihre Messungen nach dem WHO-System ein

### **Personalisierte Aufzeichnung in der Philips health app**

- Automatische Synchronisation mit Philips health app über Bluetooth®
- Überwachen Sie Ihren Blutdruck im Zeitverlauf

# Besonderheiten

## Synchronisation mit HealthSuite health



Misst systolischen u. diastolischen Blutdruck + Herzfrequenz

## Blutdruckklassifizierung



Vergleichen Sie Ihren Blutdruck mit der international anerkannten Klassifizierung der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

## Erfasst Ergebnisse langfristig



Zeigt Ihre Blutdruck- und Herzfrequenzmessungen in einem benutzerfreundlichen Dashboard innerhalb der

Philips HealthSuite health app an, damit Sie Veränderungen im Verlauf der Zeit beobachten können.

## Telefon-Kompatibilität



Automatische Übertragung Ihrer Messungen an die Philips HealthSuite health app auf Ihrem Smartphone, damit Sie Ihre Fortschritte im Verlauf der Zeit beobachten können. Kompatibel mit iOS 9.3 oder höher sowie Android 4.4 KitKat oder höher. Eine Übersicht der kompatiblen und nicht kompatiblen Geräte finden Sie unter <http://www.philips.de/c-m-hs/health-programme/kompatibilitaetsuebersicht>.

## Unterstützt zwei Benutzer




Ermöglicht zwei unterschiedlichen Benutzern die Messung des Blutdrucks und der Herzfrequenz und die Überwachung von Veränderungen im Verlauf der Zeit in der Philips health app.

## Wiederaufladbar



Keine Batterien erforderlich: wiederaufladbar mit USB-Kabel

## Herzfrequenz-Messung



Über den großen beleuchteten Bildschirm können Sie Ihre Messergebnisse bequem ablesen.

## Blutdruck-Messung



Mit dem bequem tragbaren Handgelenkgerät können Sie Ihren Blutdruck und Ihre Herzfrequenz überall überwachen.

# Daten

## Design

Farbe: Schwarz

Abmessungen des Geräts: 85 x 67 x 19 mm

Anzeige: LCD, weiße LED-Hintergr.bel.

Display-Abmessungen: 47 x 29 mm

Nettogewicht: 100 g

## Benutzerfreundlichkeit

Separat verwendbar

Autom. Datensynchronisation

Blutdruckklassifizierung

Erk. von Herzrhythmusstörungen

Messung während des Aufpumpens

LCD-Display

Unterstützt zwei Benutzer

## Zubehör

Manschette

USB-Ladegerät

Blutdruckmessgerät für das Handgelenk

## Leistung

Adapter-Typ: 5 V/1 A USB-Kabel

Akkulaufzeit: 20 Tage\*

Batterietyp: Wiederaufl. Li-Polymer-Akku

Ladezeit: ± 2 Stunden

## Service

2 Jahre Garantie

## Synchronisation

Datenübertragungstechnologie: Bluetooth®

Telefon-Kompatibilität: iOS 9.3 oder höher

(iPhone 5 oder höher)/Android 4.4 oder höher

## Technische Daten

Messdruck: 5,3 kPa bis 30,7 kPa (40 bis 230 mmHg)

Herzfrequenzgenauigkeit: ±5 % des Erg. auf der Anzeige

Pulswertmessbereich: 40 bis

199 Schläge/Minute

Nennwert für Manschettendruck: 0 kPa bis

40 kPa (0 mmHg bis 300 mmHg)

Größe der Oberarmmanschette: 13,5 bis

21,5 cm

Druckgenauigkeit: 5 bis 40 °C innerh. ±0,4 kPa

(3 mmHg)

Nutzungsumgebung: Atmosphärischer Druck:

86 bis 106 kPa, Relative Luftfeuchtigkeit:

< 85 % RH, Temperatur: 5 °C bis 40 °C

