

PHILIPS

Contrôle de pression sanguine poignet

Mesure de la tension artérielle

Mesure de la fréquence cardiaque

Sync. avec l'application santé Philips



DL8765/01



Suivi connecté de la tension artérielle

Synchronisation avec l'application santé gratuite Philips HealthSuite

Le tensiomètre au poignet connecté vous permet de mesurer votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque. Il se synchronise automatiquement avec l'application santé gratuite Philips HealthSuite pour vous permettre de suivre facilement l'évolution de ces mesures dans le temps.

Confortable et facile à utiliser

- Unité poignet portable pour mesurer votre tension artérielle n'importe où
- Le grand écran rétroéclairé indique clairement vos résultats
- Aucune pile nécessaire : recharge par câble USB
- Permet à 2 utilisateurs différents de surveiller leurs mesures

Mesures et suivi


- Mesure les pressions systolique et diastolique ainsi que la fréquence cardiaque
- Catégorise vos mesures selon le système de l'OMS

Suivi personnalisé dans l'application santé Philips

- Synchronisation automatique avec l'application santé Philips HealthSuite via Bluetooth®
- Surveillez votre tension artérielle au fil du temps

Points forts

Mesures et suivi




Mesure les pressions systolique et diastolique ainsi que la fréquence cardiaque

Catégorisation de la tension artérielle



Comparaison instantanée de la tension artérielle avec les classifications internationales reconnues par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Suivez l'évolution de vos résultats dans le temps



Affiche votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque dans le tableau de bord convivial de l'application santé Philips HealthSuite, pour vous permettre de suivre leur évolution dans le temps.

Compatibilité téléphone



Transfère automatiquement vos résultats à l'application santé Philips HealthSuite sur votre smartphone, pour que vous puissiez contrôler les modifications apportées au fil du temps. Compatible avec iOS 9.3 ou version supérieure/Android 4.4 KitKat ou version supérieure. Pour avoir un aperçu des appareils (in)compatibles, consultez www.philips.com/personalhealthcompatibility.

Prend en charge 2 utilisateurs




Permet à 2 utilisateurs différents de mesurer leur tension artérielle et leur fréquence cardiaque, afin de suivre leur évolution au fil du temps dans l'application santé Philips.

Rechargeable



Aucune pile nécessaire : recharge par câble USB

Écran facile à lire



Le grand écran rétroéclairé indique clairement vos résultats.

Facile à transporter



L'unité poignet portable est facile à transporter pour vous permettre de surveiller votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque n'importe où.

Caractéristiques

Design

Couleur: Noir

Dimensions de l'appareil: 85 x 67 x 19 mm

Afficheur: Écran LCD, rétroéclairage blanc

Dimensions de l'écran: 47 x 29 mm

Poids net: 100 g

Facile d'utilisation

Utilisable seul

Synchronisation automatique des données

Catégorisation de la tension artérielle

Détecteur de rythme cardiaque irrégulier

Mesure pendant l'inflation

Écran LCD

Prend en charge 2 utilisateurs

Accessoires

Brassard

Chargeur USB

Contrôle de pression sanguine poignet

Alimentation

Type d'adaptateur: Chargeur USB 5 V / 1 A

Autonomie de la batterie: 20 jours*

Type de batterie: Batterie rechargeable Li-polymère

Temps de charge: ± 2 h

Entretien

2 ans de garantie

Synchronisation

Technologie de transfert de données:

Bluetooth®

Compatibilité téléphone: iOS9.3+
(iPhone5+)/Android4.4+

Caractéristiques

Pression de mesure: 5,3-30,7 kPa (40-230 mmHg)

Précision de la fréquence cardiaque: ± 5 % par

rapport au résultat affiché

Plage de mesure des battements: 40-199 battements par minute

Pression nominale du brassard: 0 Pa - 40 kPa (0-300 mmHg)

Taille du brassard: 13,5-21,5 cm

Précision de la pression: 5-40 °C à ± 0,4 kPa (3 mmHg)

Conditions de fonctionnement: Pression atmosphérique : 86-106 kPa, Taux d'humidité relative : < 85 %, Température : 5 à 40 °C

